

Olsen Info

www.olsen.odo.br

Nesta edição apresentamos a nova ponta para o Ultrassom.


Não esqueça de divulgar esta Olsen Info para todos os funcionários de sua empresa. Assim você auxilia no alinhamento de informações e firma ainda mais nossa parceria. Estamos à disposição para receber suas sugestões para os próximos informativos.

Nova Ponta para Ultrassom

Informamos que a ponta PD3D, que acompanha o Ultrassom, foi substituída pela ponta PD3. A diferença entre elas é que a PD3D possuía cobertura de titânio. A ponta PD3D não será mais comercializada pela Olsen.

Antiga

PD3D




Descrição: Ponta de Escarificação PD3D
Código: 999400025
Indicação de Uso: Nivelamento endodôntico para cirurgia periodontal.
Composição: Aço Inox com cobertura de Titânio na ponta.



Nova

PD3



Descrição: Ponta de Escarificação PD3
Código: 999400024
Indicação de Uso: Remoção de cálculos subgengivais profundo.
Composição: Aço Inox.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

Revisão 01 - 08 de junho de 2020