

# Olsen Info

[www.olsen.odo.br](http://www.olsen.odo.br)

## Novo Produto - Turbina de Alta Rotação com Iluminação LED

Informamos que temos disponível à venda um novo instrumento odontológico, Turbina de Alta Rotação com Iluminação de Fibra Óptica.

Para instalação e funcionamento deste acessório faz-se necessário que o equipamento odontológico seja equipado com o opcional Kit de Fibra Óptica.



Turbina de Alta Rotação com Iluminação LED  
ref. 999400094



### Especificações:

Peça de mão de alta rotação:	3 pontos de spray, 3 ar
Acoplamento:	Midwest
Tipo de fixação da broca:	Sistema Push Button
Lâmpada:	LED
Ruído:	≤ 70dB
Pressão do ar:	0,25-0,27MPA (6 vias)
Broca:	Ø1,59-Ø1,6mm x 21-23mm
Velocidade de rotação:	≥ 300 000 rpm
Potência da lâmpada:	1w
Tensão de trabalho:	2,9v-3.2v
Corrente de trabalho:	160mA

