

ALTERAÇÃO NA ALTURA DO ASSENTO DOS MOCHOS

Gostaríamos de informar que os mochos dos modelos **ANTI-STRESS** e **SINCRONIZADO**, linha **White** e **Black**, passaram por uma modificação em sua estrutura, especificamente na altura do assento, com um aumento de **50 mm**. Essa alteração visa melhorar a ergonomia e o conforto do usuário.

Detalhes da Alteração:


- Modelos afetados: ANTI-STRESS e SINCRONIZADO;
- Altura do assento anterior: 440 - 570 mm;
- Nova altura do assento: 490 - 620 mm;

Modelos sem Alterações:

Os modelos **SPRINT** e **PROFISSIONAL** não passaram por modificações e mantêm suas características originais.

ATUAL

SINCRONIZADO



ANTI-STRESS

